



МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Ленинградское ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
производственное объединение «Красногвардеец»

ОКП 94 5222

ШЛИФМАШИНА ШМ-1 стоматологическая

Модель 677


П А С П О Р Т

ДА0.000.677 ПС

Приложение 1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Таблица замыкания контактов В1



СОЕДИНЕНИЕ КОНТАКТОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ		
	1	0	2
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
11 - 12	-	-	X
13 - 14	X	-	-
15 - 16	-	-	X

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
С1... С4	Конденсатор МБГЧ-1-1-250 В- 4 мкФ ± 10 % УХЛ 5.1 ОЖ0.462.141 ТУ	4	
В1	Переключатель ПКУ-3-14С 4019 УЗ ТУ 16-526.047-74	1	
М1	Электродвигатель ДАЗ.124.405	1	
Пр1, Пр2	Предохранитель ПМ4 НИО.481.017	2	
Ш1	Вилка ВШ-п-20-01-10/220 ГОСТ 7396-76	1	